

Zungenreiniger – Zungenschaber aus Edelstahl

PZN: 18886286

Kategorie: Mund- und Zahnpflege

Praktischer Zungenreiniger aus hochwertigem Edelstahl - die perfekte Lösung für eine umfassende Mundhygiene

- ✓ Frischer Atem und gesteigertes Selbstbewusstsein
- ✓ Effektive Plaque-Entfernung für gesunde Mundhygiene
- ✓ Hochwertiger Edelstahl für hygienische Reinigung
- ✓ Ergonomisches Design für bequeme Anwendung
- ✓ Für Kinder und Erwachsene
- ✓ Nachhaltig und umweltfreundlich - für eine saubere Umwelt und Zunge

Anwendung:

Nach dem Zähneputzen anwenden.

Halten Sie den Zungenschaber mit dem ergonomischen Griff nach oben. Platzieren Sie die gewölbte Reinigungsseite sanft auf der hinteren Hälfte Ihrer Zunge. Drücken Sie den Zungenschaber vorsichtig gegen die Zunge und ziehen Sie ihn in einem leichten Zug nach vorne. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2-3 Mal, um die gesamte Zungenoberfläche zu reinigen.

Achten Sie darauf, den Zungenschaber nicht zu stark auf die Zunge zu drücken, um Verletzungen zu vermeiden.

Nach der Reinigung spülen Sie den Zungenschaber gründlich unter fließendem Wasser ab, um Rückstände zu entfernen.