

Produktbeschreibung

Durch das Entfernen des Zungenbelags wird die Hauptursache von Mundgeruch verringert. Die ergonomische Form führt zu weniger Würgereiz. Silikon ist antiallergen und reizt nicht die Schleimhäute. Durch die weichen Schiebelippen wird der Belag entfernt. Ein regelmäßiges Reinigen der Zunge verbessert das Geschmackempfinden. 3 Jahre Garantie

Bedienungsanleitung

Nach dem Zähneputzen entfernen Sie den Zungenbelag mit dem abgespülten Zungenreiniger. Ziehen Sie den Zungenreiniger mit leichtem Druck von hinten nach vorne. Wir empfehlen die Zungenreinigung morgens und abends. Durch das hochwertige Silikon können Sie den Zungenreiniger bei 60° reinigen. Die meisten der hitzeresistenten Bakterien sterben bei 60° ab. Nach der Reinigung lassen Sie ihn mit den Lippen nach oben im Zahnputzbecher trocknen.