

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silicone Oil

EN

Product Information

COMPOSITION 1 ml of highly pure sterile silicone oil, 1000-1500 mPa·s or 5000-5900 mPa·s.
Refractive index = 1.40.

INDICATIONS: Oxane® is used for intraocular tamponade in severe cases of retinal detachment, e.g. severe detachment with massive proliferative vitreo-retinopathy, traumatic detachment, giant tears as well as other retinal detachments, which cannot be treated with other forms of therapy. The use of silicone oils in cases of central foramina with detachment or in cases of severe diabetic retinopathies is at present under discussion. **CONTRAINDICATIONS:** Intraocular lenses made from silicone can be opacified by silicone oil. Therefore, silicone oil should not be applied in eyes with silicone IOL's. Other contraindications are not known. **METHOD OF USAGE AND DOSAGE:** Oxane® is injected intraocularly in a dose to be determined by the ophthalmic surgeon. The selection of patients, the choice of surgical procedure and the length of the indwelling period of the silicone oil in the eye are the sole responsibility of the ophthalmic surgeon. **PRECAUTIONS OF USE:** For ocular use only; do not sterilise; do not use if sterile barrier is breached; verify the expiry date; do not overfill the posterior segment with Oxane®; do not reuse; Oxane® is free from preservatives and can become contaminated if the single dose vial is used more than once or for multiple patients, any left-over fluid must be disposed. Infection risk is not just limited to bloodborne pathogens. Improper use of single-dose/single-use vials can result in lifethreatening bacterial infections including bloodstream infections, meningitis, and epidural abscesses. The stability and compatibility of silicone oils with ophthalmic laser and cryotherapy has not been studied. **WARNINGS:** Heavy liquids like all types of fluorocarbon liquids have to be removed completely from the vitreous cavity before silicone oil can be filled into the eye. Following the use of silicone oils that were not purified, the occurrence of corneal decompensation, cataract-highly act, secondary glaucoma and emulsification has been reported. Although the casual relationship with the purity of the silicone oil has not yet been established, the incidence of these complications appears to be lower following the use of highly pure silicone oil. The duration of the indwelling period of the silicone oil in the eye must be determined by the treating physician. Some reports indicate a period of use of more than two years. It has been shown that on removal of the silicone oil in the post-operative phase, during which the visual acuity neither increases nor further decreases again, the final operative result can be improved.

INTERACTION WITH OTHER SUBSTANCES: Pre interactions between Oxane® and other substances **STORAGE INSTRUCTIONS:** Store Silicone Oil below 25°C. **PRESERVATION AND STERILISATION:** Oxane® is supplied in a 10 mL glass syringe. Sterilisation: product and outer packaging simultaneously in a steam steriliser. **ADVERSE REACTIONS:** Adverse reactions and / or potentially sight-threatening complications that may be reasonably regarded as related and that were not previously expected in nature or degree of incidence should be reported to a Bausch & Lomb representative.

MEMBER
GREEN DOT
SCHEME

STERILE
STERILIZED USING STEAM

UPPER
TEMPERATURE
LIMIT

Bausch & Lomb Incorporated,
1400 North Goodman Street,
Rochester, NY 14609, USA

EC REP

Bausch & Lomb GmbH,
Brunnstrasse 1 Dam 165-173,
13581 Berlin, Germany

®/TM denotes trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. All rights reserved.

Date of Issue: 2018-12

1800426 / P9WW03 /

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silikonöl

DE
Produktinformation

SPEKTRALE TRANSMISSIONSspektrum

ZUSAMMENSETZUNG 1ml enthält
hochreines, steriles Silikonöl
1000-1500 mPa·s oder 5000-5900 mPa·s.
Brechungsindex = 1.40.

ANWENDUNGSGBEITE: Oxane® dient zur intraokularen Tamponade bei schweren Formen der Netzhautablösung, wie z.B. schweren Netzhautablösungen bei massiver proliferativer Vitreo-Retinopathie, traumatischen Ablösungen, Riesenrisse sowie alle Netzhautablösungen, die mit anderen Therapieformen nicht behandelt werden können. Die Anwendung von Silikonöl bei zentralen Foramina mit Ablösung oder bei schweren diabetischen Retinopathien wird zur Zeit noch diskutiert.

KONTRAINDIKATIONEN: Intraokularlinsen aus Silikon können durch Silikonöl getrübt werden. Daher soll das Präparat nicht bei Patienten verwendet werden, denen eine Intraokularlinse aus Silikon implantiert wurde. Sonstige Kontraindikationen sind nicht bekannt.

ANWENDUNGSWEISE UND DOSIERUNG: Oxane® wird in einer vom Ophthalmochirurgen festzulegenden Dosis intraokular injiziert. Die Auswahl der Patienten sowie die Wahl der Operationsmethoden und die Verweildauer des Silikonöls im Auge liegen in der ausschließlichen Verantwortung des Ophthalmochirurgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG: Nur zur okularen Anwendung bestimmt. Darf nicht resterilisiert werden. Bei beschädigtem sterilen Verpackungsiegel nicht verwenden. Verfallsdatum überprüfen. Eine Überfüllung des Augenhinterabdrucks mit Oxane® ist zu vermeiden. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Da Oxane® keine Konservierungsmittel enthält und kontaminiert werden kann, wenn das Fläschchen mit der Einmaldosis mehr als einmal oder von mehreren Patienten verwendet wird. Restmengen sind zu entsorgen. Das Infektionsrisiko beschränkt sich nicht nur auf durch Blut übertragbare Krankheitserreger. Eine unsachgemäße Verwendung von Einmaldosen führt zu lebensbedrohlichen bakteriellen Infektionen einschließlich Blutbahneninfektionen, Meningitis und Epiduralsabszessen führen. Die Stabilität und Kompatibilität von Silikonölen zur ophthalmochirurgischen Laser und Kryotherapie wurde noch nicht untersucht.

WÄRHNINWEIS: Bevor Silikonöl ins Auge gefüllt werden darf, müssen schwere Flüssigkeiten wie Fluorcarbon-Flüssigkeiten aller Art vollständig aus dem Glaskörperraum entfernt werden. Nach der Anwendung von Silikonolen, die nicht hochrein waren, wurde über das Auftreten von Hornhaut-Dekompensation, Katarakt, Sekundärglaukom und Emulsifikation berichtet. Obwohl der kausale Zusammenhang mit der Reinheit des Silikonols bisher nicht erwiesen ist, scheint die Häufigkeit dieser Komplikationen nach Applikation von hochreinem Silikonöl geringer zu sein. Die Dauer des Verbleibes des Silikonöls im Auge muss vom behandelnden Arzt bestimmt werden. Teil der Anwendungsdauer von mehr als zwei Jahren ist gezeigt, dass bei einer Entfernung der postoperativen Phase, in der der Visus nicht wieder abfällt, das endgültige Operationsergebnis erhalten kann.

WECHSELWIRKUNG MIT ANDEREN SUBSTANZEN: Derzeit sind keine Wechselwirkungen zwischen Oxane® und anderen Substanzen bekannt.

AUFBESCHÜTTUNG: Oxane® sollte nicht über 25°C gelagert werden.

UND STERILISATION: Oxane® wird STERIL in 10 ml Inhalt geliefert. Sterilisation. Das Produkt muss im Außenhafen gleichzeitig im Dampf sterilisiert werden.

NEBENWIRKUNGEN: Sollten Reaktionen oder Komplikationen auftreten, die eine mögliche Verstärkung von Sehvermögen darstellen und bei denen kein direkter Zusammenhang mit Oxane® vermutet wird, so ist der Schweregrad der Inzidenz nicht zu erwarten. Bitte schreiben Sie bitte an den Vertreter von Bausch & Lomb.

MEMBER
GREEN DOT
SCHEME

STERILE

UPPER
TEMPERATURE
LIMIT

EC REP

Bausch & Lomb Incorporated,
1400 North Goodman Street,
Rochester, NY 14609, USA

Bausch & Lomb GmbH,
Brunnstrasse 1 Damm 165-173
13581 Berlin, Germany

®/TM denotes trademarks of Bausch & Lomb or its affiliates.
© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. All rights reserved.

Ausgabedatum: 2018-12

1800426 / P

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Silikonolja

SV

Produktinformation

SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller högrenad steril silikonolja, 1000-1500 mPa·s eller 5000-5900 mPa·s.
Brytningsindex=1.40.

INDIKATIONER: Oxane® används som intraokulär tamponad vid svårare fall av näthinneavlossning, dys, svår avlossning med massiv proliferativ glaskroppretinopati, traumatisk avlossning, jätterupturer samt andra näthinneavlossningar som inte kan behandlas på annat sätt. Användningen av silikonoljer vid närvärv av centrala härl med avlossning eller vid svår fall av diabetesretinopati debatteras för närvärande.

KONTRAINDIKATIONER: Intraokulära linser bestående av silikon kan göras ogenomsiktiga av silikonolja. Silikonoljer bör därför inte appliceras i ögon vari silikon-IOL har opererats in. Övrig kontraindikationer är okända.

ANVÄNDNINGSSÄTT OCH DOSERING:

Oxane® injiceras intraokulärt i en dos som bestäms av ögonkirurgen. Valet av kirurgisk metod och hur länge silikonoljan får ligga kvar i øgat är uteslutande ögonkirurgens ansvar.

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING: Endast för ökulär användning; får ej resteriliseras; får ej användas om sterilbarriären har brutits; kontrollera utgångsdatumen; överfyll inte det posteriora segmentet med Oxane®; får ej återanvändas; Oxane® innehåller inget konserveringsmedel och kan kontamineras om endosflaskan används fler än en gång eller till flera patienter; eventuell överbliven vätska måste kasseras. Infektionsrisiken är inte begränsad till blodburna patogener. Felaktig användning av endo-/engångsfasklor kan leda till livshotande batterieinfektioner, t.ex. blodinfektioner, meningit och epidurala abscesser. Silikonoljors stabilitet och kompatibilitet med oftalmisk laser och kryobehandling har inte studerats.

VARNINGAR: Tunga vätskor, som alla typer av fluorolkolvätskor, måste helt och hållet avgålnas från glaskroppen innan silikonoljan kan hållas i øgat. Till följd av att man använt ej högrenade silikonoljer, har förekomst av korneal dekompensation, katarakt, sekundär glaukom och emulgering rapporterats. Trots att orsaksförhållandet med silikonoljans renhetsgrad inte är har etablerats, tycks frekvensen av dessa komplikationer vara lägre vid bruk av högrenad silikonolja. Silikonoljans uppehållstid i øgat ska bestämmas av den behandelnde läkaren. Vissa rapporter indikerar en användningsperiod på över två år. Det har visats att det slutgiltiga operativa resultatet kan förbättras om silikonoljan avgålnas i den postoperativa perioden då synskärpan varken förbättras eller försämras igen.

INTERAKTION MED ANDRA ÄMNEN: Någon interaktion mellan Oxane® och andra ämnena är inte känd.

FÖRVARINGSBESTÄMMELSER: Oxane® ska förvaras under 25 °C.

BEREDNINGSFORM OCH STERILISERING: Oxane® STERIL i en glasspruta innehållande 10ml. Steriliser produkt och uttsida steriliseras samtidigt i en ångsterilisator.

BIVERKNINGAR: Oönskade biverkningar och/eller eventuella hotande komplikationer som rimligen kan betecknas som biverkningar är omtalade i biverkningsavsnittet. Rapporteras beskrifvenhet, svårighetsgrad eller frekvens till Bausch & Lomb s ombud.

MEMBER
GREEN DOT
SCHEME

STERILE
STERILIZED USING STEAM

UPPER
TEMPERATURE
LIMIT
25°C/77°F

Bausch & Lomb Incorporated,
1400 North Goodman Street,
Rochester, NY 14609, USA

Bausch & Lomb GmbH,
Brunsbütteler Damm 165-173,
13581 Berlin, Germany

®/TM denotes trademarks of Bausch & Lomb Inc. or its affiliates.

© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. All rights reserved.

Utfärdandedatum: 2018-12

1800426 / P9WW03 /

BAUSCH + LOMB

Oxane® 1300/5700

Siliconenolie

NL
Productinformatie

SPECTRUMLIJN

SAMENSTELLING 1ml bevat hoogwaardige steriele siliconenolie, 1000-1500 mPa·s of 5000-5900 mPa·s. Refractieve index=1.40.

INDICATIES: Oxane® wordt gebruikt bij heti intraocular tamponnen in ernstige gevallen van netvliesonthechting, bij voorbeeld bij extreme proliferatieve vitreo-retinopathie, onthechting na trauma, reuzentranen en andere onthechtingen van het netvlies, die niet met andere therapien kunnen worden behandeld. Hetgebruik van Siliconenolie bij centrale foramina met onthechting in in ernstige gevallen van diabetische retinopathieën wordt momenteel onderzocht.

CONTRAINDICATIES: Intraoculaire lenzen van siliconen kunnen troebel worden door siliconenolie. Daarom mag men siliconenolie niet gebruiken in ogen die intraoculaire siliconenlenzen bevatten. Andere contra-indicaties zijn niet bekend.

GEBRUIKSAAANWIJZING EN DOSERING: Oxane® wordt intraocuair geïnjecteerd in nader door de oogchi-rurg te bepalen dosis. De te behandelen patiënten, de keuze van de chirurgische ingreep en de duur van de inwerkstijd van de siliconenolie in het oog vallen onder de verantwoordelijkheid van de oogchi-rurg.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK: Uitsluitend voor gebruik in het oog, niet hersteriliseren; niet gebruiken als de steriele barrière wordt doorbroken; controleert de vervaldatum; vul het achterste segment niet te vol met Oxane®, niet hergebruiken; Oxane® is vrij van conservermiddelen en kan gecontamineerd raken als het flesje voor eenmalig gebruik meer dan één keer wordt gebruikt voor meerdere patiënten, eventueel overgebleven vloeistof moet worden weggegooid. Het risico op infecties is niet enkel beperkt tot door bloed overgedragen pathogenen. Onjuist gebruik van injectieflacons voor eenmalig gebruik kan leiden tot levensbedreigende bacteriële infecties, waaronder bloedbaaninfecties, meningitis en epidurale abscessen. De stabiliteit en compatibiliteit van siliconenoliën met oftalmische laser en cryotherapie zijn niet onderzocht.

WAARSCHUWING: Zware vloeistoffen zoals alle soorten fluorkuol-stofvloeistoffen dienen geheel uit de oogkas te worden verwijderd voordat siliconenolie kan worden gebruikt. Naar aanleiding van het gebruik van siliconenoliën die niet op hoogwaardige wijze waren gepureificeerd, zijn gevallen van decompensatie van het hoornvlies, staar, secundaire glaucom en emulgering voorgekomen. Hoewel de mate van purificatie van de siliconen nog niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met bovenstaande gevallen, blijken er minder complicaties voor te komen naar mate de siliconenolie een hogere graad van zuiverheid bevat. De inwerkperiode van de siliconenolie in het oog dient te worden bepaald door de behandelende oogchi-rurg. In sommige gevallen gedurende meer dan twee jaren behouden de resultaten voorgoekomen waarbij na verwijdering van de siliconenolie in de post-operatieve fase, waarin het zicht verbleekt, het uiteindelijke resultaat van de operatie worden verbeterd. **INTERACTIE MET ANDERE MATERIALEN:** De interactie van Oxane® met andere materialen is moment zij geen interacties tussen Oxane® en andere materialen bekend.

WAARSCHUWING: Oxane® is niet voor oogverzorging.

PRESENTATIE EN STERILISATIE: Oxane® wordt in een glazen injectiespuit van 10ml. Sterilisatie: buitenkant tegelijkertijd in een autoclave.

TEGENREACTIES: Tegenreacties en / of paroxysmen waarbij het zicht in gevaar komt en de oogdruppels kunnen worden veroorzaakt door de siliconenolie.

MEMBER
GREEN DOT
SCHEME
STERILE
STERILIZED USING STEAM
25°C/77°F
UPPER
TEMPERATURE
LIMIT

Bausch & Lomb Incorporated,
1400 North Goodman Street,
Rochester, NY 14609, USA
Bausch & Lomb GmbH,
Brunnstrasse Damm 165-173
13581 Berlin, Germany

EC REP
OT
ILIZE

OT
SE

©/TM denotes trademarks of Bausch & Lomb and/or its affiliates.
© 2015 Bausch & Lomb Incorporated. All rights reserved.
Datum van uitgave: 2018-12
1800426 / F

