

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Dk-line®</b><br/>Perfluorodecalin</p> <p>5ml [REF] VRL100 and 7ml [REF] VRL110</p>                                                          | <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Okta-line™</b><br/>Perfluorocetane</p> <p>5ml [REF] VRL200</p>                                                   |
| <p><b>EN</b> <b>Product Information</b></p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| <p><b>COMPOSITION</b></p> <p>100% fluorinated perfluorocarbon containing isomers of perfluorodecalin (95–100%), perfluorohydrindane(0–2%) and perfluorocyclobutane (0–4%)</p> | <p>100% fluorinated perfluorocarbon containing isomers of perfluorocetane (&gt;95%), perfluoroleptane and perfluorooctane</p>                      |
| <p><b>CHARACTERISTICS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear fluid of high specific gravity 1.93g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Refractive Index= 1.31</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear fluid of high specific gravity = 1.77g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Refractive Index = 1.27</li> </ul> |

A 100% degree of fluorination results in the complete absence of C-H structures in Dk-line® and Okta-line™ and guarantees a non-toxic product. It is free of preservatives, chemically inert and does not decompose in the eye.

The graph illustrates the spectral transmittance of the contact lens materials. The y-axis represents percentage transmittance (%T) from 0 to 100, and the x-axis represents wavelength in nanometers (nm) from 300 to 1100. The curve is a smooth, slightly downward-sloping arc that remains consistently above 90% transmittance across the entire range, indicating excellent optical clarity.

| Wavelength [nm] | %T    |
|-----------------|-------|
| 300             | ~95   |
| 400             | ~98   |
| 500             | ~99   |
| 600             | ~99.5 |
| 700             | ~99.8 |
| 800             | ~99.5 |
| 900             | ~98.5 |
| 1000            | ~97   |
| 1100            | ~95   |

**INDICATIONS:** Dk-line® and Okta-line® are surgical aids in ophthalmic posterior segment surgery during: retinal detachments/PVR/PDR, giant tears, ocular trauma, and for lifting of subluxated lenses and foreign bodies from the vitreous. **CONTRAINDICATIONS:** Reaction of sub-retinal tissues to liquid perfluorocarbons is not known. Care should be taken to avoid any sub-retinal gravity and low viscosity. Dk-line® or Okta-line® may generate alterations of the retina if present over a long period. Adverse reactions and/or potentially sight threatening complications that may be reasonably regarded as Dk-line® or Okta-line® related and that were not previously expected in nature, severity or degree of incidence should be reported to a Bausch & Lomb representative.

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Dk-line®</b><br/>Perfluorodecalin</p>                                                                                                                   | <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Okta-line™</b><br/>Perfluorotane</p>                                                                                        |
| <p><b>DE Produktinformation</b></p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <p><b>ZUSAMMENSETZUNG</b></p> <p>100% fluoriertes Perfluorcarbon, bestehend aus Isomeren des Perfluordecalin (95-100%), Perfluorhydriden (0-2%) und Perfluorheptylbutan (0-4%)</p>        | <p>100% fluoriertes Perfluorcarbon, bestehend aus Isomeren des Perfluorotanon (&gt;95%) Perfluorheptan und Perfluorionon</p>                                  |
| <p><b>EIGENSCHAFTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klare Flüssigkeit mit hohem spezifischen Gewicht (1,93 g/cm<sup>3</sup>)</li> <li>• Brechungsindex = 1,31</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klare Flüssigkeit mit hohem spezifischen Gewicht (1,77 g/cm<sup>3</sup>)</li> <li>• Brechungsindex = 1,27</li> </ul> |

**ANWENDUNGSGEBIETE:** Die **„Diklo- und Oktal-“** sind intraspiratorisch nach Neutubalabsorption (PVP/PO, Resinosen, okuläre, transkraniale sowie zerebraler) Entfernung sublateraler Linsen und Fremdkörper aus dem Auge. Die Entfernung von sublateralen Linsen ist ein chirurgisches Verfahren, das bei flüssiger Perforation nicht bekannt ist. Es sollte sorgfältig diagnostiziert werden, dass kein Perforationsrisiko in der sublateralen Raumzone besteht. Die Entfernung von sublateralen Linsen ist ein chirurgisches Verfahren, das bei flüssiger Perforation nicht bekannt ist. Es sollte sorgfältig diagnostiziert werden, dass kein Perforationsrisiko in der sublateralen Raumzone besteht. Die Entfernung von sublateralen Linsen ist ein chirurgisches Verfahren, das bei flüssiger Perforation nicht bekannt ist. Es sollte sorgfältig diagnostiziert werden, dass kein Perforationsrisiko in der sublateralen Raumzone besteht.

**WARNHINWEISE:** Die Entfernung von sublateralen Linsen ist ein chirurgisches Verfahren, das bei flüssiger Perforation nicht bekannt ist. Es sollte sorgfältig diagnostiziert werden, dass kein Perforationsrisiko in der sublateralen Raumzone besteht. Die Entfernung von sublateralen Linsen ist ein chirurgisches Verfahren, das bei flüssiger Perforation nicht bekannt ist. Es sollte sorgfältig diagnostiziert werden, dass kein Perforationsrisiko in der sublateralen Raumzone besteht.

Das Infektionsrisiko ist nicht nur auf das Blut übertragene Krankheitserreger beschränkt, die unsachgemäße Verwendung von Einzelflosslächchen kann zu lebensbedrohlichen bakteriellen Infektionen, einschließlich Blutbahninfektionen, Meningitis und Epiduralabszessen führen. **ABWAFERUNGSHINWEISE:** Di-Kline® und Okta-Line® sind als **Einzel-Flosslächchen** zu verwenden. **WASCH- UND STERILISATION:** Di-Kline® wird STERIL in einem Glasfläschchen mit 5ml oder mit 7ml Inhalt geliefert. Okta-Line® wird STERIL in einem Glasfläschchen mit 5ml Inhalt geliefert. Sterilisationsmethode von Di-Kline® und Okta-Line®: Sterilisation. Geehauert: Dampfsterilisation. **NEBENWIRKUNGEN:** Es ist nicht auszuschließen, dass Di-Kline® oder Okta-Line® aufgrund des hohen spezifischen Gewichts und der niedrigen Viskosität bei langfristiger Einwirkung Veränderungen der Netzhaut hervorrufen können. Sollten Reaktionen und/oder Komplikationen auftreten, die eine Unterbrechung der Behandlung erfordern, sind diese bei der HANDELSTELLE oder dem Hersteller zu melden. Ein Zusammenhang mit Di-Kline® oder Okta-Line® vermutet wird, wenn nach Art oder Schweregrad der Inzidenz nicht zu erwarten waren. Wenn Sie sich bitte an den Vertreter von Bausch & Lomb wenden.

FR

BAUSCH + LOMB

Dk-line®

Perfluorodecalin

Okta-line™

Perfluorocane

Information sur le Produit

COMPOSITION

Perfluorocane fluore à 100 % contenant des isomères de perfluorocane (95–100 %), perfluorohydrindane (0–2 %) et perfluorocycloheptane (0–4 %)

CARACTERISTIQUES

- Liquide transparent de poids volumique élevé = 1,93 g/cm<sup>3</sup>
- Indice de réfraction = 1,31

Perfluorocane fluore à 100 % contenant des isomères de perfluorocane (> 95 %), perfluor-heptane et perfluorooctane

- Liquide transparent de poids volumique élevé= 1,77 g/cm<sup>3</sup>
- Indice de réfraction = 1,27

Un degré de fluoration de 100 % entraîne l'absence complète de substituents -CH dans Dk-line® et Okta-line® et garantit ainsi la biocompatibilité du produit. Il ne contient pas de conservateurs, freet chélateurs et ne se décompose pas dans l'œil.

100

0

%T

COURBE DE TRANSMITTANCE SPECTRALE

300

400

600

800

1000

1100

Longueur d'onde [nm]

[illegible]

Des ménigées et des abcs épidermiques. **INSTRUCTIONS DE CONSERVATION:** Conserver Di-kline® ou Oka-kline® à une température inférieure à 25 °C.

**PRESENTATION ET STÉRILISATION:** Di-kline® est livré STÉRILE dans un flacon enverne délivrant 5 ml ou 7 ml. Oka-kline® est livré STÉRILE dans un flacon enverne délivrant 5 ml. Stérilisation de Di-kline® et Oka-kline® : filtration stérile. Surface externe : stérilisation à la vapeur. **EFFETS INDÉSIRABLES:** On ne peut pas exclure des altérations de la rétine, en raison du poids volumique élevé et de la viscosité élevée de Di-kline® et Oka-kline® à la prise. On peut attendre une longue période. Les effets indésirables et/ou les complications menaçant potentiellement la vue, qui peuvent être raisonnablement considérés comme ayant un rapport de cause à effet avec Di-kline® ou Oka-kline® et dont la nature, l'intensité ou le degré de fréquence n'était pas prévu, doivent être signalés au représentant de Bausch & Lomb.

ES

**BAUSCH + LOMB**  
**Dk-line®**  
**Perfluorodecalin**

**BAUSCH + LOMB**  
**Okta-line™**  
**Perfluorotane**

**Información del producto**

**COMPOSICIÓN**

Perfluorocarbono fluorado al 100% que contiene isómero de estructuras CH en Dk-line® y Okta-line® y perfluoro-cisobutanolato (0-4%).

Perfluorocarbono fluorado al 100% que contiene isómeros de perfluorotanto (>95%) perfluoro-heptano y perfluorooctano.

**CHARACTERÍSTICAS**

- Líquido transparente de alta densidad: 1,93 g/cm<sup>3</sup>
- Índice de refracción: 1,21

- Líquido transparente de alta densidad: 1,77 g/cm<sup>3</sup>
- Índice de refracción: 1,27

El grado de fluoración al 100% da lugar a una ausencia completa de estructuras -CH en Dk-line® y Okta-line® y garantiza el empleo de un producto no tóxico. No contiene componentes en química inerte y no se disocia en el ojo.

**CURVA DE TRANSMITANCIA ESPECTRAL**

[illegible]

U Oka-line™ a menos de 25°C. **PRESENTACIÓN Y ESTERILIZACIÓN:** DK-line™ se suministra ESTÉRIL en un vial de vidrio que contiene 5 ml o 7 ml. Oka-line™ se suministra ESTÉRIL en un vial de vidrio que contiene 5 ml. Esterilización de DK-line™ y Oka-line™: por filtración estéril. Superficie exterior: esterilización con vapor. **REACCIONES ADVERSAS:** No se puede excluir que, debido a su alta densidad y baja viscosidad, DK-line™ u Oka-line™ puedan generar alteraciones de la retina si se mantienen allí durante largo tiempo. Las reacciones adversas o complicaciones que pudieran afectar a la visión del paciente y que razonablemente se puedan considerar relacionadas con DK-line™ u Oka-line™ y cuya naturaleza, intensidad o incidencia sean inesperadas, deberán comunicarse al representante de Bausch & Lomb.

IT

BAUSCH + LOMB

Dk-line®

Perfluorodecalin

MADE IN GERMANY

BAUSCH + LOMB

Okta-line™

Perfluorotane

Informazioni sul Prodotto

COMPOSIZIONE

Perfluorocarburo fluorurato al 100 % contenente isomeri di perfluorodecalina (95 - 100 %), perfluorodiradene (0 - 2 %) e perfluorociclostilano (0 - 4 %).

CARATTERISTICHE

- Liquido trasparente di peso specifico elevato = 1,93 g/cm<sup>3</sup>
- Indice di rifrazione = 1,31

Perfluorocarburo fluorurato al 100 % contenente isomeri di perfluorotetano (> 95 %), perfluorotetano e perfluorossirano

- Liquido trasparente di peso specifico elevato = 1,77 g/cm<sup>3</sup>
- Indice di rifrazione = 1,27

Un grado di fluorurazione del 100 % comporta la totale assenza di strutture C-H in Dk-line® e Okta-line® e garantisce la non tossicità del prodotto. Non contiene conservanti, è chimicamente inerte e non si decompone nell'occhio.

CURVA DI TRASMITTANZA SPETTRALE

[illegible]

**ISTRUZIONI DI CONSERVAZIONE:** Conservare Dik-line® o Opti-line® ad una temperatura inferiore a 25 °C. **PRESENTAZIONE E STERILIZZAZIONE:** Dik-line® è consegnato STERILE in fiasco di vetro contenente 5 ml di 7,0 ml. Opti-line® è consegnato STERILE in fiasco di vetro contenente 5 ml. Sterilizzazione di Dik-line® e Opti-line®: filtrazione sterile. Superficie esterne: sterilizzazione a vapore. **EFFETTI INDESIDERANTI:** Non è possibile escludere delle alterazioni della retina, in ragione del peso specifico elevato e della bassa viscosità di Dik-line®. In caso di uso prolungato, può manifestarsi un aumento dei rischi di infiammazioni. Eventuali effetti indesiderati ed i complicazioni costituenti un potenziale pericolo per la vista, che possono essere ragionevolmente considerati come aver un rapporto di causa-effetto con Dik-line® o Opti-line® e la cura nativa, l'interessato o il grado di frequenza non fosse stato previsto, vanno segnalati al rappresentante della Bausch & Lomb.

# BAUSCH + LOMB

## Dk-line®

Perfluorodecalin

# BAUSCH + LOMB

## Okta-line™

Perfluorotane

SV
Produktinformation

**SAMMANSÄTTNING**

100% fluorerat perfluorkol innehållande isomerer av perfluorodekalin (95–100%), perfluorhydratan (0–2%) och perfluorcyklohexyloktan (0–4%).

100% fluorerat perfluorkol innehållande isomerer av perfluorotkan (≥95%), perfluorheptan och perfluoroktan.

**KARAKTERISTIKA**

- Klar vätska med densitet 1,93g/cm<sup>3</sup>
- Brytningsindex = 1,31

- Klar vätska med hög densitet = 1,77g/cm<sup>3</sup>
- Brytningsindex = 1,27

En 100% grad av fluorering resulterar i fullständig färdsvägar av C-H-strukturer i Dk-line® och Okta-line® och garanterar att produkten är oskadad. Den är fri från korrosionsmedel, kemiskt inert och bryts inte ner i något.

**SPETRAL TRANSMITTANSKURVA**

| Wavelength (nm) | %T  |
|-----------------|-----|
| 300             | 98  |
| 400             | 99  |
| 500             | 100 |
| 600             | 100 |
| 700             | 100 |
| 800             | 100 |
| 900             | 100 |
| 1000            | 100 |
| 1100            | 100 |

**INDIKATIONER:** Dk-line och Oka-line är kirurgiska hjälpmedel som används vid ögonkirurgi av segmentum posterius i samband med näthinneöverläggning / PVR / PVR, återupptäckt, okulastruma och för att lyfta ut sublokulerande läsa eller främmande kroppar ur ögonkroppen. **KONTRAINDIKATIONER:** Några rekommendationer är inte subretinala vävnaderna mot vätskefyllna perfluorokarbon-sättningar är de iaktagna. Noggrannhet bör emellertid iaktas för att undvika all subretinal passage av produkten. **ANVÄNDNINGSSÅTT OCH OCHSDER:** Vitrektomis omfattning och den nödvändiga dosen Dk-line eller Oka-line hållande 5 ml. Sterilisering av Dk-line och Oka-line: steril filtration. Utstängning: **BIVERKNINGAR:** Med tanke på produktens höga densitet och låga viskositet kan det inte uteslutas att Dk-line eller Oka-line ger upphov till förändringar av näthinna vid långvarig kontakt. Önskad biverkning och/eller eventuellt för synhållande komplikationer som rimligen kan betraktas vara relaterade till Dk-line och Oka-line och inte tidigare varit förväntade i dessa beskaffenhet, svårighetsgrad eller frekvens ska rapporteras till Bausch & Lomb ombud.

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Dk-line®</b></p> <p><b>Perfluorodecalin</b></p> | <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Okta-line™</b></p> <p><b>Perfluorotane</b></p> |
| <p><b>Productinformatie</b></p>                                                   |                                                                                  |

**INDICATIES:** Dikine®-Oktala® is een pijnmiddel voor opzorging in de achterste segment bij niet-velvetrisolatie / JPR / PDR, reumatisme, osteoartritis, traumatische pijn, postoperatieve pijn, pijn van de afwijkingen van de wervels, verwondingen. **CONTRA-INDICATIES:** Er zijn geen reacties van het product bekend op sub-therapeutische doseringen. Men moet vermijden dat de pijn niet ontstaat door de afwijking van de wervels of de toediening van Dikine®-Oktala®. Verschillen voor het effect specifiek en de dosering van de operatie door de chirurg te worden vastgesteld. Weersprekende voorwerpen en verschillen tussen kinderen na de operatie worden vastgesteld. Het is niet aanbevolen om de pijn te behandelen op het niveau van de pupil worden gekraakt, waar zij veilig kunnen worden gebruikt.

bacteriële infecties, waaronder bloedbaaninfecties, meningitis en epidurale abcessen. **WIJZE VAN BEWAKING:** Bewaar Dk-line® of Oka-line® onder 25°C. **PRESENTATIE EN STERILISATIE:** Dk-line® wordt geleverd in STERIELE glazen flesjes van 5ml of 7ml. Oka-line® wordt geleverd in een STERIEL glazen flesje van 5 ml. Dk-line® en Oka-line® sterilisatie: steriele filtratie. Buitenkant: stoomsterilisatie. **TEGENWERKINGEN:** Gezien de hoge specifieke densiteit en de lage viscositeit is het niet uitgesloten dat Dk-line® of Oka-line® op de lange duur veranderingen veroorzaakt in het netvlies. Tegenwerkingen en / of eventuele complicaties die het zicht verminderen en die in verband kunnen worden gebracht met Dk-line® of Oka-line® anders of sterker dan voorzien dienen te worden gemeld bij de vertegenwoordiger van Bausch & Lomb.

**BAUSCH + LOMB**

**Dk-line®**

**Perfluorodecalin**

**BAUSCH + LOMB**

**Okta-line™**

**Perfluorotane**

**Informação sobre o produto**

| PT                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO</b>      | Perfluorocarbono fluorado a 100% contendo isômeros de perfluorodecalina (95–100%), perfluorohidrodano (0–2%) e perfluorociclo-hexidano (0–4%)   | Perfluorocarbono fluorado a 100% contendo isômeros de perfluorotano (>99%), perfluorheptano e perfluornonano.                                      |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear fluid of high specific gravity 1.93g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Refractive Index: 1.31</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clear fluid of high specific gravity = 1.77g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Refractive Index = 1.27</li> </ul> |

A 100% degree of fluorination results in the complete absence of C-H structures in Dk-line® and Okta-line® and guarantees a non-toxic product. It is free of preservatives, chemically inert and does not decompose in the eye.

**CURVA DE TRANSMITÂNCIA ESPECTRAL**

The graph displays a spectral transmittance curve. The y-axis is labeled 'T%' and ranges from 0 to 100. The x-axis is labeled 'Comprimento de onda [nm]' and ranges from 300 to 1100. The curve is a nearly horizontal line at approximately 95% transmittance, indicating high clarity across the entire visible and near-infrared spectrum.

[illegible]

níngite e abscessos epidurais. **INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:** Mantenha Dikline no Otk-line™ abaixo de 25 °C. **APRESENTAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO:** O Dik-line® é fornecido ESTERILIZADO num dispositivo de vidro que dispensa ml ou 7 ml no Otk-line® é fornecido ESTERILIZADO num dispositivo de vidro que dispensa 5 ml. Esterilização de Dik-line® e de Otk-line™, filtração esterilizada. Superfície externa: esterilização a vapor. **REACÇÕES ADVERSAS:** Não é de excluir que, devido à sua elevada graduação específica e baixa viscosidade, Dik-line® possa gerar alterações da retina, se permanecer por períodos prolongados no campo visual. A ocorrência de tais alterações da retina, bem como as reacções adversas e/ou complicações potencialmente perigosas para a visão e que sejam razoavelmente susceptíveis de se encontrar relacionadas com Dik-line® ou Otk-line™, e que não haviam sido previamente mencionadas quanto à natureza, à severidade, ou ao grau de incidência.

|                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Dk-line®</b></p> <p>Perfluorodecalin</p> | <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Okta-line™</b></p> <p>Perfluorotane</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**NO**      **Produktinformasjon**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SAMMENSETNING</b></p> <p>100 % fluortillatt perfluorkarbon som inneholder isomerer av perfluorokalkan (95–100 %), perfluorhydrindan (0–2 %) og perfluorokloheksyflutan (0–4 %)</p> <p><b>KARAKTERISTIKK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klar væske med høy spesifikk vekt 1,93 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Bryningsfall = 1,21</li> </ul> | <p>100 % fluortillatt perfluorkarbon som inneholder isomerer av perfluoroktan (&gt;95 %), perfluorheptanog perfluornonan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klar væske med høy spesifikk vekt = 1,77 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Bryningsfall = 1,27</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

En 100 % fluorering fører til et fullstendig fravær av C-H-strukturer i Dk-line® og Okta-line® og garanterer etikk-toksisk produkt. Produktet inneholder ikke konserveringsmidler, det er gjennikt innlagt og medbrystes ikke løyett.

**KURVE FOR SPEKTRAL TRANSMISSIOM**

| Belølgelengde [nm] | %T  |
|--------------------|-----|
| 300                | 100 |
| 400                | 100 |
| 500                | 100 |
| 600                | 100 |
| 700                | 100 |
| 800                | 100 |
| 900                | 100 |
| 1000               | 100 |
| 1100               | 100 |

**INDIKATORSJON:** Di-ktine<sup>®</sup> og Oka-tine<sup>®</sup> kirurgiske hjælpemidler i bade ofalmiske segmenter under kirurgi/Netthinnevekslinger / PVR / PDR, gynaekologiske tårer, okula skade og for løftning af sublukserte lins og fremmedlegemer fra glassleeget. **KONTRAINDIKATIONSJONER:** Det subretinale vevsreaksjon på flytende perfluorkarboner er ikke kjent. Det må vises forsigtighed for en ungå subretinal okula okulastrømning af produktet. **ADVARSELSSKILDSMÅTE OG** etiketteret på produktene Di-ktine<sup>®</sup> eller Oka-tine<sup>®</sup> på grunn sin høyere spesifikk vekt og lave viskositet medførte endringer av netthinnet hvis de benyttes i lang tid. Binnevinkler og/eller potensielt symmetriske komplikasjoner som med rimelighet kan anses som knyttet til produktene Di-ktine<sup>®</sup> eller Oka-tine<sup>®</sup> og som ikke tidligere ble forventet med hensyn til tonus, alvorlighetsgrad og utbredelse/skade, må rapporteres til Bausch & Lomb's representant.

utelukkes at produktene Dik-line® eller Okta-line™ på grunn sin høye spesifikke vekt og lave viskositet medfører endringer av netthinnen hvis de benyttes i lang tid. Bivirkninger og/eller potensielt systemhemmende komplikasjoner som med rimelighet kan anses som knyttet til produktene Dik-line® eller Okta-line™ og som ikke tidligere ble forventet med hensyn til natur, alvorlighetsgrad og utbredelsesgrad, må rapporteres til Bausch & Lombs representant.

## BAUSCH + LOMB

# Dk-line®

### Περφθοροδεκαλίνη

## BAUSCH + LOMB

# Okta-line™

### Περφθοροστατίνιο

**EL Πληροφορίες προϊόντος**

**ΣΥΝΘΕΣΗ**

100% φθοριωμένης περφθοροδεκαλίνης που περιέχει κοσμετική της περφθοροδεκαλίνης (95-100%), της περφθορο-αδρονίνης (5-20%) και του περφθοροδεκαλίου-εξά-φθοροσίου (5-14%)

100% φθοριωμένης περφθοροστατίνης που περιέχει κοσμετική της περφθοροστατίνης (95%), του περφθοροστατίνιου και του περφθοροδεκαλίου

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Καθαρό γυαλό υαλινό βάρος = 1,93 g/cm<sup>3</sup>
- Διάμετρος διάθλασης = 1,31

- Καθαρό γυαλό υαλινό βάρος = 1,77 g/cm<sup>3</sup>
- Διάμετρος διάθλασης = 1,27

Η φθορίωση στο ποσοστό 100% έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη αποστοχή C-H όξυδαν στο Dk-line® και το Okta-line® και γράφεται ως το προϊόν δεν είναι τοξικό. Το προϊόν δεν περιέχει ουσιωδώς, είναι χημικά αδρανές και δεν απορροφάει εντός του οφθαλμού.

**ΚΑΜΠΥΛΑ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΨΗΣ**

[illegible]

χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από ένα ανδρικές, το υγρό που σχηματίζει πέτρα να απορριπτεί. **ΩΔΗΓΕΣ ΘΥΛΑΞΗΣ:** Το Di-Kline® ή το Okta-Kline® φυλάσσονται στο χώρο του 25°C. **ΣΥΣΤΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΙΡΕΙΤΕΙΤΕ:** Το Di-Kline® ή το Okta-Kline® είναι φάρμακα που περιέχουν ορμόνες. Η χρήση τους μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων. Η χρήση τους στην Σπλ ή 7ml. Το Okta-Kline® μπορεί να ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΙΤΕΙ σε υγρό φάρμακο που περιέχει ποσότητα των 10ml. Αποστείρωση του Okta-Kline® και του Okta-Kline®, αποστείρωση με διήθηση. Εξωτερική επίστρωση: αποστείρωση με στήλη. **ΑΝΤΙΠΕΡΙΘΟΡΤΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:** Δεν μπορεί να αποκατεθεί ότι λόγω του ότι η ορμόνη που περιέχεται στο Di-Kline® ή το Okta-Kline® μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων, μπορεί να δημιουργήσει ανδρικές που αμφισβητούνται εάν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ανεπιθύμητες ανδρικές ή οι περιπτώσεις ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων για την όραση επισημαίνονται, που μπορεί εύκολα να θεωρηθούν ότι σχετίζονται με το Di-Kline® ή το Okta-Kline® και να αποδοθούν στην ορμόνη που περιέχεται στο Di-Kline® ή το Okta-Kline®.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Dk-line®</b></p> <p><b>Perfluorodekalin</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>BAUSCH + LOMB</b></p> <p><b>Okta-line™</b></p> <p><b>Perfluorooktán</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>HU</b></p> <p><b>Termékleírás</b></p> <p><b>ÖSSZETTEL</b></p> <p>100% fluorzott perfluorkarbon, amely a perfluorodekalin (95–100%), a perfluoroklórindán (0–2%) és a perfluorocikloheptán (0–4%) izomerjeit tartalmazza</p> <p><b>JELLEMZŐK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagy felületű (1,93 g/cm<sup>2</sup>), átlátszó folyadék</li> <li>• Törésmutató = 1,31</li> </ul> | <p><b>Termékleírás</b></p> <p>100% fluorzott perfluorkarbon, amely a perfluorooktán (95–100%), a perfluoroklórindán (0–2%) és a perfluorocikloheptán izomerjeit tartalmazza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagy felületű (1,77 g/cm<sup>2</sup>), átlátszó folyadék</li> <li>• Törésmutató = 1,27</li> </ul> |

[illegible][illegible]

| <b>BAUSCH + LOMB</b><br><b>Okta-line™</b><br>بيزفلور وأوكتنان                                                                                                                                                                                                                               | <b>BAUSCH + LOMB</b><br><b>DK-line®</b><br>بيزفلور وديكلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>معلومات المنتج</b></p> <p>٧٠٪ بيزفلوروكربون مطوّر يحتوي على ثريكات متحللة من البيروكسيد (٥٥%) والبيزفوريثين والبيزفورتين</p> <p>• سائل صافٍ ذو وزن نوعي مرتفع ١,٢٧ ج/سم<sup>3</sup></p> <p>• معامل الانكسار ١,٢٧</p> <p align="center"><b>منحنى الإرسال الطيفي</b></p> | <p>٧٠٪ بيزفلوروكربون مصفاً إليه الفلور، يحتوي على ثريكات متحللة من البيزفلوروكيناين (٦٠-٧٠) والبيزفوريثين (٤٠-٦٠) والبيزفوروكتيل هيدروكسينات (٤٠-٦٠)</p> <p>الخصائص المميزة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سائل صافٍ ذو وزن نوعي يبلغ ١,٣٢ ج/سم<sup>3</sup></li> <li>• معامل الانكسار ١,٣٢</li> </ul> <p>تتمتع فلورة بدرجة ٧٠٪ في طيف المجال الكامل لثريكات القصيب المتناثر من النوع C-H في المنتج DK-line® و "Okta-line" مع ضمان توفير منتج غير غاسر هذا المنتج خالي من المواد الحافظة أو حامض كبريتاتيلا ولا يدخل داخل العين.</p> |

[illegible]