

FRÜHTEST Schwangerschaftstest

Für Sicherheit bereits 2-3 Tage vor der erwarteten Periode!

Der Frühtest Schwangerschaftstest ist ein zuverlässiger Schwangerschaftstest, der einfach zu handhaben und abzulesen ist.

Bereits ca. 2-3 Tage vor der erwarteten Periode, kann er zu jeder Tages- und Nachtzeit angewendet werden.

Der Frühtest Schwangerschaftstest ist äußerst sensitiv und kann hCG im Urin bei einer Konzentration größer als oder gleich 10 mIU/ml nachweisen.

Wie zuverlässig ist der Frühtest Schwangerschaftstest?

Klinischen Studien zufolge liegt die Zuverlässigkeit bei über 99 %, wenn Sie den Test ab dem ersten Tag der fälligen Periode anwenden.

Wird der Test bereits 2-3 Tage vor der zu erwartenden Periode angewendet, liegt die Zuverlässigkeit bei ca. 90 %. Werden dann 2 rosa Linien angezeigt (positiv/schwanger), ist das Ergebnis eindeutig. Wird nur eine rosa Linie angezeigt (negativ/nicht schwanger), sollte der Test am Tag der Fälligkeit der Periode wiederholt werden.

Wie funktioniert der Test?

Bei einer Schwangerschaft beginnt der Körper von Anfang an das Schwangerschaftshormon hCG zu produzieren (humanes Choriongonadotropin). Dieses ist im Verlauf der Schwangerschaft in steigenden Mengen im Urin nachweisbar. Der Frühtest Schwangerschaftstest kann sehr geringe Mengen von hCG ab 2-3 Tage vor der erwarteten Periode nachweisen.

Ab wann kann ich einen Test durchführen?

Der Frühtest Schwangerschaftstest ist ein schnell reagierender Test, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit ab 2-3 Tage vor der erwarteten Periode anwenden kann. Man sollte jedoch in Betracht ziehen, dass eine starke Flüssigkeitsaufnahme das Schwangerschaftshormon verdünnen könnte und dass das Testergebnis dadurch schwieriger abzulesen ist.

Kann Alkoholkonsum das Testergebnis beeinflussen?

Nein.