

ViscoHeel®

Viscoelastische Fersenkissen zur Entlastung der Sehnen, Bänder und Gelenke.

Hilfsmittelnummer:
08.03.06.0001



Indikationen	Merkmale	Wirkweise
ViscoHeel® N • Arthrose der Beingelenke und bei Endoprothesen (Entlastung) • Achillodynie – Tendomyopathie • Haglundferse – Teilentlastung • Bei Beinlängendifferenzen bis 1 cm (Ausgleich) • Rückfußbeschwerden	• ViscoHeel® sind Fersenkissen aus einem viscoelastischen, hautfreundlichen Material. • Die keilförmigen ViscoHeel® Fersenkissen sind anatomisch geformt. • Bei der Ausführung ViscoHeel® K ist die Oberfläche zusätzlich seitlich abfallend gestaltet.	• ViscoHeel® reduziert die Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie Wirbelsäule. • Die Fersenkissen erzielen eine spürbare Entlastung von Muskeln und Sehnen der Wade. • Druckbeschwerden unter der Ferse werden durch die Weichbettung reduziert. • ViscoHeel® K kann als Pronations- (äußere Erhöhung) oder Supinations-Kissen (innere Erhöhung) eingesetzt werden.
ViscoHeel® K • Varus- oder Valgusstellung der Ferse		



*anatomisch geformte
Fersenkeile*