

Askina® Touch

Nicht haftende Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogelbeschichtung



ANWENDUNG bei Ulcus cruris

Sekundärverband mit Fixier- oder Kompressionsbinden.

TIPP

Schaumverbände müssen gewechselt werden, wenn sich die Wunde sichtbar durch den Verband abzeichnet, spätestens nach 7 Tagen Tragedauer.

Askina® Touch schont empfindliche Haut in der Wundumgebung

- › Besonders geeignet für den Einsatz bei geschädigter Umgebungshaut, wie z. B. Pergamenthaut, kortisongeschädigte Haut, Altershaut
- › Ohne Klebstoff, daher nicht haftend, zur Schonung der empfindlichen Umgebungshaut
- › Hydrogelbeschichtung für idealfeuchtes Wundmilieu fördert die physiologischen Heilungsprozesse
- › Verklebt nicht mit der Wunde, dadurch einfache, schmerzfreie und nichttraumatische Verbandwechsel
- › Behält seine Funktion auch unter Kompressionsverbänden

Einsatzgebiete

Akute und chronischen Wunden

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Oberflächliche Verbrennungen
- › Hautabschürfungen
- › Spalthautentnahmestellen
- › bei geschädigter Umgebungshaut

Askina® Touch	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	0151176	7261002
	15 cm x 15 cm	5 Stück	0151182	7262252
	20 cm x 20 cm	5 Stück	0151213	7264001

