

# Schaumstoffe – Exsudatmanagement

## CUTINOVA<sup>°</sup> HYDRO

Sanft haftender, hydroselektiver Wundverband aus einer Polyurethanmatrix mit eingebetteten Superabsorbern<sup>1</sup> für oberflächliche, schwach exsudierende Wunden – steril.

- Die Verbandstruktur bleibt stabil und ermöglicht so eine Tragedauer bis zu 7 Tage
- Semitransparenz ermöglicht erste Einschätzung des Heilungsverlaufes der Wunde
- Selbsthaftend, anschiemgsam und zuschneidbar
- Atmungsaktiv
- Bakterien- und wasserdichter Topfilm

1. Superabsorber entziehen dem Exsudat überschüssige Wassermoleküle, wodurch heilungsfördernde Proteine, Wachstumsfaktoren und Enzyme in der Wunde konzentriert werden.



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66009108	5,0 cm x 6,0 cm	00293491	100 Stück (10 OP)	10 Stück
66009109	10,0 cm x 10,0 cm	00293516	50 Stück (10 OP)	5 Stück
66009110	15,0 cm x 20,0 cm	00293522	48 Stück (16 OP)	3 Stück

Erstattungsfähig

## CAVI-CARE<sup>°</sup>

Anschmiegsamer Zwei-Komponenten Silikonschaumverband. CAVI-CARE ist ein spezieller Wundverband für schwach exsudierende Wundkavitäten. Die beiden flüssigen Komponenten werden vermischt und in die Wunde gegossen, wo sie nach 3 bis 5 Minuten einen weißen, festen Schaumverband bilden.

- Passt sich an alle Konturen an
- Vereinfacht die Versorgung tiefer Wunden
- Auch als Stütze und Schutz empfindlicher, postoperativer Strukturen
- Hält ein idealefeuchtes Wundmilieu aufrecht
- Verhindert ein vorzeitiges Schließen der Wunde
- Verklebt nicht mit der Wunde



Artikelnummer	Inhalt	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
4563	2 x 20 g	08701357	12 Stück (12 OP)	1 Stück

Erstattungsfähig

## DURAMAX<sup>°</sup>

Superabsorbierender Natriumpolyacrylat-Zellulosekern mit einer nicht haftenden Polyethylen-Wundkontaktschicht und einer blauen, austrittsbeständigen oberen Schicht zur Behandlung von stark exsudierenden Wunden – steril.

- Hohe Absorptionsfähigkeit
- Bindet große Mengen überschüssigen Exsudates
- Bindet Bakterien im superabsorbierenden Kern
- Reduziert die Anzahl der nötigen Verbandwechsel
- Schützt die Haut vor Mazeration



Artikelnummer	Größe	Pharmazentralnummer (PZN)	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt pro Originalpackung (OP)
66801170	10,0 cm x 10,0 cm	09764420	360 Stück (36 OP)	10 Stück
66801171	10,0 cm x 20,0 cm	09764437	340 Stück (34 OP)	10 Stück
66801172	20,0 cm x 20,0 cm	09764443	300 Stück (30 OP)	10 Stück
66801173	20,0 cm x 30,0 cm	09764466	180 Stück (18 OP)	10 Stück

Erstattungsfähig