



Blephasteam[®]

 Théa

DE BLEPHASTEAM[®]-Ringe sind für die Anwendung mit der BLEPHASTEAM[®]-Brille vorgesehen. Sie müssen vor Gebrauch angefeuchtet werden, vorzugsweise mit Mineralwasser oder einer Kochsalzlösung.

Die BLEPHASTEAM[®]-Ringe sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach der Anwendung entsorgt werden. Um einen optimalen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen vor jeder Anwendung neue Ringe in die Brille eingelegt werden.



CE 0459
2009