

Urinauffangsysteme

Norta® Urobag ohne Tropfkammer

Der Drainagebeutel für die kurzzeitige Urinableitung.

Produkt

Um der Gefahr von Infektionen vorzubeugen und größtmöglichen Schutz zu gewährleisten, sollten zur Urinableitung nur geschlossene Systeme eingesetzt werden. Norta® Urobag ohne Tropfkammer ist zum Einsatz als geschlossenes Urindrainagesystem geeignet und gewährleistet Hygiene und Sicherheit in der kurzzeitigen Anwendung.

Das reißfeste Folienmaterial und die sichere Verschweißung der Beutelnähte des Norta® Urobag verhindern ein Einreißen oder Platzen auch bei praller Füllung. Dabei sorgt das bakterien- und feuchtigkeitsundurchlässige Belüftungssystem für permanenten Druckausgleich. So können auch kleinere Urinmengen ungehindert in den Beutel fließen. Wird der Norta® Urobag oberhalb des Blasenniveaus gehalten, verhindert das Anti-Reflux-Ventil den Urinrückfluss in die Blase und reduziert damit die Gefahr einer aufsteigenden Infektion. Ein Schiebeventil erlaubt eine einfache, hygienische und sichere Entleerung des Beutels. Der Norta® Urobag ohne Tropfkammer verfügt über eine selbstdichtende Entnahmestelle zur diagnostischen Probenentnahme und gewährleistet eine zuverlässige Konnektierung mit allen gebräuchlichen Ballonkathetern.

Norta® Urobag ohne Tropfkammer besteht aus Polyvinylchlorid mit Anteilen von Polyethylen, Polypropylen und Polyamid.



Latexfreie Rezeptur

Lieferformen

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einheit	PZN
Norta® Urobag ohne Tropfkammer (einzeln steril eingeschiegelt)			
0940100	2-Liter-Urinbeutel ohne Tropfkammer	50/50	3002815

Betthalterung

für 2-Liter-Urinbeutel ohne Tropfkammer
(PE-Beutel mit 10 Halterungen)

7600900	Betthalterung	1/10	8999687
---------	---------------	------	---------



Hygienisch, sicher in der Anwendung.

Anwendungsgebiete

- zum Auffangen und Sammeln von Urin
- Anwendungsdauer: kurzzeitig, bis zu max. 3 Tagen, vorausgesetzt, das System wird nicht diskonnektiert.

