



VITIS sonic Ersatzbürstenkopf medium (mittelharte Borsten)

- Blisterpackung mit 2 Aufsteckbürsten
- **Monotip-Bereich:** zum Aufbrechen des hartnäckigsten oralen Biofilms (bakterielle Plaque).
- Maximale Entfernung der bakteriellen Plaque bei gleichzeitiger Schonung von Zähnen und Zahnfleisch.
- Hochwertige **Tynex®-Borsten** mit abgerundeten Enden zur effektiven Beseitigung des oralen Biofilms, während Zähne und Zahnfleisch geschont werden.
- **Luftdurchlässige Schutzkappe** für ein schnelles Trocknen und zum Schutz vor bakterieller Besiedlung.
- **Kleiner Bürstenkopf** zur Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.
- **Diamantform** zeigt ihre Vorzüge während des Zähneputzens und bei den Putzergebnissen: Das abgerundete und schmale Ende erreicht auch schwer zugängliche Bereiche weiter hinten im Mund und verhindert dank seiner abgerundeten Form Verletzungen.