

SUPRASORB P+PHMB 20X20

SUPRASORB P+PHMB Schaumverband 20x20 cm

PZN: 18848357

Inhalt: 5 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

Zweckbestimmung

SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband enthält die antimikrobielle Substanz Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB Polihexanid) die Keime abtötet und ihr Wachstum hemmt. Das in Gegenwart von Wundexsudat freigesetzte PHMB ist basierend auf In vitro-Untersuchungen ein bis zu sieben (7) Tage wirksamer antimikrobieller Wirkstoff gegen ein breites Spektrum von Keimen die häufig bei bakterieller Besiedlung und Infektion von Wunden angetroffen werden. Indikationen: SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband ist angezeigt bei mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden die infiziert oder infektgefährdet sind. Die Wundverbände können während des Heilungsverlaufs bei Dekubitalulzera Bein- und Fußulzera diabetischen Ulzera und chronischen Wunden angewendet werden. SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband ist für die Anwendung unter Kompressionsverbänden geeignet. Kontraindikationen: SUPRASORB P+ PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden: trockene oder schwach exsudierende Wunde bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Polyurethanfilme Polyurethanschäume oder PHMB Chirurgische Implantationen

Zusammensetzung

Der Suprasorb P+PHMB non adhesive besteht aus: Polyurethanfilm (Deckschicht)
Polyurethanschaum hydrophil Perforierte Polyurethanfolie (Wundkontaktschicht)
Polyhexamethylenbiguanid (PHMB)