

Pur-Zellin®

Der gebrauchsfertige Zellstofftupfer von der Rolle

Charakteristik

Zellstofftupfer von der Rolle, gebrauchsfertig vorgestanzt; aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches; steril und unsteril erhältlich; für eine praktische und hygienische Entnahme steht die Pur-Zellin-Box zur Verfügung.



Anwendung

Zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen, als Saugpolster bei kleinen Verletzungen, zur lokalen Desinfektion vor kleineren chirurgischen Eingriffen sowie für viele Arbeiten im Labor.

Pur-Zellin®-Box

Entnahmebehälter für Pur-Zellin-Rollen; schützt die Rollen vor Verschmutzung und sichert eine einfache und schnelle Entnahme.



Pur-Zellin Zellstofftupfer zur Hautreinigung vor Injektionen sind formstabil und abriebfest.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Pur-Zellin® steril, Rolle zu 500 Stück				
4x5 cm	1 Rolle	143 253	3548112	16
Pur-Zellin® unsteril, Rolle zu 500 Stück				
4x5 cm	1 Rolle	143 213	3548129	16
Pur-Zellin®-Box leer				
	1 Stück	996 857	1479306	1