

Hydrotüll®

Die Salbenkompressen mit hydroaktiver Salbenmasse zur feuchten Wundbehandlung

Charakteristik

Hydroaktive Salbenkompressen aus hydrophobem, weitmaschigem Gittertüll aus Polyamid, imprägniert mit einer hydroaktiven Salbenmasse, die bei Aufnahme von Wundsekret eine Wasser-in-Öl Emulsion bildet und die sich hierin befindlichen Hydrokolloidpartikel die Feuchtigkeit aus der Wunde aufnehmen, diese speichern und zusammen mit der Emulsion ein triglyceridhaltiges Gel bilden, das ein optimales feuchtes Wundmilieu schafft und erhält sowie gleichzeitig die Wundränder pflegt; sekretdurchlässig, besonders weich und gut drapierfähig, leicht zuschneidbar; kein Verkleben mit der Wunde.




Die Salbenmasse enthält:

Ester-Gemisch natürlicher, pflanzlicher Fettsäuren, gebunden als Di- und Triglyceride, Vaseline, Emulgatoren.

Anwendung

Zur Behandlung von oberflächlichen akuten und chronischen Wunden aller Art; insbesondere in der Granulations- und Epithelisierungsphase, wenn eine hydroaktive Behandlung erwünscht und die Wundränder einer besonderen Pflege bedürfen.



Hydrotüll verbindet die positiven Eigenschaften klassischer Salbenkompressen mit moderner hydroaktiver Technologie.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Hydrotüll® steril, einzeln eingeschelt				
5x5 cm	10 Stück	499 591	0810087	12
10x12 cm	10 Stück	499 593	0813022	12
15x20 cm	10 Stück	499 594	0813045	6
Hydrotüll® Spenderbox, steril, einzeln eingeschelt				
10x12 cm	60 Stück	499 595	4457423	1